



Organizzatore:
J&B S.r.l. U.

Indirizzo: VIA PIEMONTE 12 –
Città: 87036 – RENDE

Telefono: 0984/837852

Fax: 0984/830987

Referente: *Dott. DANIELE PERRELLI*

- WEB -

www.jbprof.com

info@jbprof.com

Rif. Organizzatore 10436 – 8042279

Destinatari: Odontoiatri

Crediti assegnati N. 7

Titolo dell'evento formativo:

IMPLANTOLOGIA NEL SETTORE ESTETICO. GESTIONE PREDICIBILE NEI CASI SEMPLICI E COMPLESSI.

Responsabile scientifico del programma formativo residenziale

MARCO CSONKA

Relatore

MARCO CSONKA

Programma dell'evento residenziale

Giornata 1

Sessione 1 Plenaria

Titolo IMPLANTOLOGIA NEL SETTORE ESTETICO I.

Orario 08:30 - 09:30 **Tipo:** A - Lezioni Magistrali

Titolo PRESENTAZIONE DELL'EVENTO FORMATIVO E CONTRATTO D'AULA.

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Orario 09:30 - 11:30 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

Titolo IL PROTOCOLLO STANDARD DI IMPLANTO-PROTESI

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Orario 11:30 - 12:30 **Tipo:** F - Presentazione di problemi/casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)

Titolo CASI CLINICI

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Orario 12:30 - 13:30 **Tipo:** D - Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore

Titolo PUNTI DI VISTA A CONFRONTO.

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Sessione 2 Plenaria

Titolo IMPLANTOLOGIA NEL SETTORE ESTETICO II.

Orario 14:30 - 15:30 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

Titolo NUOVE METODICHE DI IMPLANTO-PROTESI.

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Orario 15:30 - 18:00 **Tipo:** E - Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti

Titolo LA PROCEDURURA: INSERZIONE IMPLANTARE, IMPRONTA PROVVISORIO, POSIZIONAMENTO PROVVISORIO, IMPRONTA DEFINITIVA, PROVA E CONSEGNA DELLA STRUTTURA.

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Orario 18:00 - 19:00 **Tipo:** D - Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore

Titolo PUNTI DI VISTA A CONFRONTO.

Docente/Sost. MARCO CSONKA

Verifica dell'apprendimento

Scheda di valutazione del corso

Fine dei lavori.

Linea di indirizzo: Gruppo 2 - Prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche e maxillo facciali

Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti un panorama ampio ed aggiornato della gamma di possibilità terapeutiche proprie della moderna terapia implantoproteasica. In particolare verrà descritta la metodica "Simple" in grado di: ridurre il numero di sedute totali, diminuire di molto il tempo totale da spendere alla poltrona e garantendo l'estetica del complesso dente-gengiva rendendolo il più simile possibile al naturale. L'evento formativo si prefigge di migliorare la conoscenza dei rudimenti tecnici di questa metodica analizzando punto per punto le diverse fasi della procedura con i discenti facilitando l'analisi e l'interazione.

Abstract

Dott. Marco Csonka

Il protocollo standard di impianto-protesi prevede i seguenti passaggi:

- 1) Inserzione implantare e sutura del lembo
- 2) Riapertura del lembo (dopo il tempo ritenuto opportuno per il caso in esame, da 1 a 6 mesi), scopertura degli impianti e posizionamento delle cuffie di guarigione
- 3) Dopo l'ulteriore guarigione gengivale, impronta con transferts per il provvisorio
- 4) Consegna del provvisorio
- 5-6-7) Due, tre o più sedute di aggiustamenti del provvisorio al fine di ottenere una fuoriuscita gengivale del dente finto su impianto più simile a quella dei denti naturali
- 8) A condizionamenti tissutali avvenuti, impronta definitiva con transferts
- 9) Prova della struttura metallica definitiva

10) Consegna del definitivo in metallo-ceramica

Oltre a richiedere un notevole dispendio di tempo, materiali ed un grande numero di sedute, il protocollo standard prevede l'utilizzo (alla scopertura o fase 2) di cuffie di guarigione di forma circolare; i tessuti gengivali suturati attorno a queste cuffie di guarigione circolari ovviamente guariranno con la forma esatta delle cuffie, e dunque formeranno un tunnel circolare. Come ben noto, nessun dente naturale alla sua fuoriuscita gengivale ha sezioni circolari, ed i denti più importanti per l'estetica del sorriso (incisivi e canini) hanno forme molto appiattite in senso vestibolo-palatino e molto larghe in senso mesio-distale, ed è questa forma ellittica a dare il sostegno alle papille interdentali e a formare la festonatura gengivale vestibolare.....in poche parole a rendere il complesso dente-gengiva bello, cioè naturale.

Al fine di ottenere i seguenti obiettivi:

a) Ridurre il numero di sedute totali; b) Ridurre di molto il tempo totale da spendere alla poltrona; c) Migliorare l'estetica del complesso dente-gengiva, rendendolo il più simile possibile al naturale è stata ideata la metodica "SIMPLE", che prevede i seguenti passaggi:

1) Inserzione implantare e contemporanea impronta per il provvisorio usando i cucchiali da impronta sterili ed il materiale da impronta sterile appositamente studiati per la metodica; sutura del lembo

2) Riapertura del lembo (dopo il tempo ritenuto opportuno per il caso in esame, da 1 a 6 mesi), scopertura degli impianti e posizionamento di un provvisorio avvitato, costruito in laboratorio con i monconi provvisori appositamente studiati per la metodica. Questo provvisorio ha la forma di fuoriuscita gengivale IDEALE per ogni dente da sostituire, e le gengive vengono suture direttamente su questo provvisorio assumendo subito ed in maniera predicibile la forma ideale desiderata, **SENZA ULTERIORI INTERVENTI CHIRURGICI e/o INNUMEREBOLI SEDUTE DI AGGIUSTAMENTO DEI PROVVISORI.**

3) A guarigione gengivale ultimata, impronta definitiva con transferts

4) Prova della struttura metallica definitiva

5) Consegna del definitivo in metallo-ceramica

Al fine di ottenere una estetica migliore della tecnica standard e di fare meglio e in meno sedute (5 contro le 10 o più standard), la metodica "SIMPLE" si avvale dei seguenti strumenti:

- Cucchiali Portaimpronta Monouso Sterili per le impronte intraoperatorie
- Silicone per impronte sterile per le impronte intraoperatorie

- **Monconi provvisori in titanio rotanti per provvisori avvitati. La peculiarità di questi monconi è l'innovativo profilo di emergenza gengivale, che con qualche ritocco in laboratorio può diventare uguale al corrispondente dente naturale da sostituire. In questo modo, avremo finalmente dei monconi dal profilo di emergenza gengivale simile a quello dei denti naturali, invece di mimare un profilo gengivale circolare dettato dalle cuffie di guarigione, che con questa metodica non vengono utilizzate.**
- **Monconi definitivi in titanio non rotanti, dal profilo di emergenza uguale a quello dei monconi provvisori ma non rotanti e fresabili per una protesi definitiva in metalceramica cementata. Vanno bene per tutti i denti delle arcate.**
- **Monconi definitivi in zirconio non rotanti, dal profilo di emergenza uguale a quello dei monconi provvisori ma non rotanti e fresabili per una protesi definitiva in ceramica integrale cementata. Sviluppati per la massima estetica degli elementi frontali (incisivi e canini); non adatti per i molari.**